

Magpie™球囊扩张导管

型号	球囊直径Ø (mm)	导管外径	最小鞘管尺寸	标称压力 (atm)	额定爆破压 (atm)
VB1240L	12	7F	8F	4	7
VB1440L	14	7F	8F	4	7
VB1640L	16	8F	12F	4	7
VB1840L	18	8F	12F	4	7
VB2040L	20	9F	12F	2	6
VB2240L	22	9F	14F	2	5
VB2340L	23	9F	14F	2	5
VB2540L	25	9F	16F	2	4
VB2640L	26	9F	16F	2	4
VB2840L	28	11F	16F	2	4