

DragonFly™经导管二尖瓣夹系统			
部件名称	型号规格	鞘管外径 (F)	鞘管长度 (mm)
导引鞘	GS24800	24	800
部件名称	型号规格	钳臂宽度 (mm)	钳臂长度 (mm)
二尖瓣夹系统	SN0409	4	9
	XN0412	4	12
	SW0609	6	9
	XW0612	6	12

介入器械支撑固定附件由支架组件、调控桌（选配）DSS-T、支撑板（选配）DSS-SP 组成。

根据支撑组件接口类型的不同，将介入器械支撑固定附件分为 4 种规格：DSS-45-45-20，

DSS-45-45-35,DSS-35-35-35 和 DSS-45-45-20L。